

مولار-اچ، ژل اچانت حاوی ۳۷٪ اسید فسفریک با ویسکوزیته بهینه است که امکان پخش عالی مواد روی سطح دندان را برای حداکثر کارایی اچینگ فراهم می‌کند. در حالی که **مولار-اچ** روی سطح مرطوب دندان روندگی ندارد، به راحتی شسته شده و اثری از خود باقی نمی‌گذارد.

مواد:

اسید فسفریک، غلظت‌دهنده، پیگمنت و آب دیونیزه

کاربرد:

مولار-اچ برای موارد زیر طراحی شده است:

- ۱- اچ کردن سطح مینا یا عاج قبل از اعمال کامپوزیت یا آمالگام
- ۲- قبل از اعمال کامپوزیت ساندوپیچی با سمان گلاس آینومر
- ۳- قبل از تثبیت چسب فست زیبایی، سرامیکی یا کامپوزیت
- ۴- قبل از تثبیت اینله یا آنله، پین ریشه، تاج یا بریج با بافت سمایی مرکب، از آنجایی که قرار گرفتن در معرض این محصول ممکن است به پالپ آسیب برساند.

موارد احتیاط:

این محصول جهت استفاده متخصصان دندانپزشکی واجد شرایط تولید شده است:

- هنگام استفاده و اعمال، از تجهیزات محافظتی استفاده کنید. - سرسوزن‌ها یکبار مصرف هستند تا از انتقال آلودگی بین بیماران جلوگیری شود.
- برای جداسازی دندان تحت درمان و محافظت از بافت‌های نرم اطراف، از رابر دم استفاده کنید.
- هرگز از نیروی بیش از حد بر روی پیستون سرنگ برای پخش اچانت استفاده نکنید زیرا ممکن است منجر به خارج شدن بیش از حد مواد شود.
- اگر مقاومت احساس شد، سرسوزن را با سرسوزن جدید جایگزین کنید و جریان اچانت را خارج از حفره دهان بررسی نمایید.
- پس از هر بار استفاده، درپوش سرنگ را محکم ببندید تا از خشک شدن محصول در سرنگ جلوگیری شود.

دستورالعمل استفاده:

- ۱- از رابر دم برای ایزوله کردن حفره دهان استفاده کنید. ۲- سرسوزن را به سرنگ **مولار-اچ** وصل کنید و جریان ژل را خارج از دهان بررسی کنید.
- ۳- **مولار-اچ** را به مدت ۱۵ ثانیه روی سطح مینا یا عاج قرار دهید.
- ۴- به مدت ۱۰ ثانیه یا تا زمانی که ژل به طور کامل تمیز شود، دندان را با آب بشویید. دندان را به آرامی و به مدت ۵ ثانیه با هوا خشک کنید.
- ۵- طبق دستورالعمل سازنده، باندینگ را انجام دهید.

هشدارها:

مولار-اچ حاوی ۳۷٪ اسید فسفریک است. از تماس با پوست، چشم و بافت نرم خودداری کنید.

- پس از تماس کاملاً با آب بشویید.
- از مصرف محصول در تماس مستقیم با پالپ خودداری کنید.

انبارش:

- محصول باید در دمای ۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- تاریخ انقضا روی بسته بندی مشخص شده است. پس از تاریخ انقضا استفاده نشود.

محتویات بسته‌بندی:

علائم:

	3x2.5 ml
	3x25G

	تاریخ انقضا		استفاده بر اساس دستورالعمل
	تولیدکننده		احتیاط: به دستورالعمل استفاده رجوع شود
	شماره سری ساخت		محدوده دمایی نگهداری و انبارش
	کد محصول		خطر مواد شیمیایی و خوردنده
	فروش با تجویز پزشک		برای اطلاعات بیشتر: به سایت www.molardent.ir مراجعه شود.

Molar-Etch

Acid Etchant Gel (37% Phosphoric Acid) for enamel and dentin



Molar-Etch is a 37% phosphoric acid etchant gel, with optimal viscosity which allows excellent spreading of the gel on the tooth surface for maximum etching efficiency. While **Molar-Etch** does not drip even on a wet tooth surface, it is easily washed off and does not leave any traces.

Materials:

Phosphoric acid, thickener, pigment and deionized water.

Intended Use:

Molar-Etch is designed for:

- 1- Etching of enamel surface or dentine before the preparation of a composite or bonded amalgam filling.
- 2- Before the preparation of a sandwich composite filling with a glass ionomer cement.
- 3- Before adhesive fixation of an aesthetic facet, either ceramic or composite.
- 4- Before the fixation of an inlay or onlay, the root pin, a crown or a bridge with a composite cement tissue since exposure to this product may injure the pulp.

Precautions:

This product is intended to be used by qualified dental professionals on a general patient population.

- Use personal protective equipment when using and handling this product.
- Use a rubber dam to isolate the treated tooth and to protect the surrounding soft tissues.
- **Molar-Etch** dispensing tips are designed for single use only, to prevent cross contamination between patients.
- Never use excessive force on syringe plunger to dispense etchant which may lead to over dispensing of the gel.
- If resistance is felt, replace current dispensing tip with a new tip and check flow outside the oral cavity.
- Close the syringe cap tightly after each use to prevent the product from drying in the syringe.

Direction for use:

- 1- Use a rubber dam to isolate the oral cavity.
- 2- Securely attach the dispensing tip to the Molar-Etch syringe intraoral and check the flow extraorally.
- 3- Apply **Molar-Etch** Gel to enamel and dentin surface for 15 seconds.
- 4- Rinse thoroughly for 10 seconds with water or until etchant has been completely removed. Gently air dry for 5 seconds.
- 5- Proceed with application of a bonding agent per manufacturer's instructions.

Warnings:

Molar-Etch contain 37% phosphoric acid. Avoid contact with skin, eyes, and soft tissue.

- Wash thoroughly with water after contact.
- Get medical attention for eyes.
- Avoid product application in direct contact with pulp.

Storage:

Store the product at 15 to 25°C

The expiration date is printed on the product packaging. Do not use the product after its expiration date.

Contents:

	3 × 2.5 ml
	3 × 25G



Expiry date



Manufacturer



Batch number



Product code



Consult IFU



Caution: See instruction for use



Limits of temperature of use and storage

15-25°C



Irritant

Rx ONLY

Sale by or on the order of a physician

For more information: See www.molardent.ir



Tirooj Kimia Daroo Co.
Science and Technology Park of Kurdistan, Sanandaj, Iran
Call at (98) 9190105876
Info@molardent.ir

F72300RD02 R00



شرکت تیروز کیمیا دارو
پارک علم و فناوری کردستان، سنندج، ایران
شماره تماس: ۰۹۱۹۰۱۰۵۸۷۶
Info@molardent.ir