

TEMPORARY FILLING MATERIAL

INTRODUCTION:

Sillock is a radiopaque, saliva-curing paste designed for short-term dental restorations with the following unique advantages:

- ✓ Superior sealing properties, preventing any food or liquids in the mouth from leaking into the cavity, unlike light-curing temporary filling materials that may shrink and compromise the seal after curing.
- ✓ Optimal consistency and adhesion for quick and easy application.
- ✓ Eugenol-free, no effect on curing of composites.
- ✓ Fluoride release capability.
- ✓ Dimensionally stable with no excessive and annoying expansion.
- ✓ Pleasant taste and smell for greater patient comfort without a bitter aftertaste.
- ✓ Radiopaque for clear visibility on dental radiographs.
- ✓ Remains intact for 2 weeks and is easily removed using a dental excavator or ultrasonic scaler without fracturing.

INTENDED USE:

- Temporary fillings of Class I and II cavities.
- Temporary sealing in endodontics.

COMPOSITION:

Zinc Oxide, Calcium Sulphate, Biocompatible Polymer, Natrium Fluoride and Mint Flavor

DIRECTIONS FOR USE:

- Preparation:** Clean the cavity thoroughly using standard dental procedures and ensure it is slightly moist (not dry) before application.
- Application:** a) Dispense an appropriate amount of **Sillock** paste from the container onto a mixing pad. b) Using a sterile dental spatula, collect the paste and apply it to the cavity. c) Press gently to adapt the material to the cavity walls, ensuring a tight seal. d) Smooth the surface to achieve proper occlusion.
- Setting:** Filling surface will harden in about 20 minutes by absorbing saliva. Recommend the patient to avoid pressure or abrasion for at least 1 hour.
- Removal:** **Sillock** can easily be removed from the cavity in large pieces with a drill or a scaler. Rinse off any residue from the cavity with a water spray.

PRECAUTIONS:

In the case of direct contact with the oral mucosa, rinsing with water is sufficient. In the case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water (10 min) and consult an ophthalmologist.

WARNINGS:

- Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.
- Keep out of the reach of children!
- Should not be used after expiry date.
- Seal the jar tightly after every application.

CONTRAINDICATIONS:

Long-lasting temporary filling of cavities in vital teeth.

DISPOSAL:

Dispose of unused product and empty container in accordance with local regulations for medical waste.

PACKAGE CONTENTS:

- 1 Jar of **Sillock** paste (40 g)
- Instructions for use

STORAGE:

- Store in a cool, dry place (15–25°C), away from direct sunlight.
- Keep the container tightly closed to prevent contamination or moisture exposure.

SHELF LIFE:

3 Years from the date of manufacturing.

For more information: Visit www.molardm.com

	Expiry date		Batch number		Product code
	Manufacturer		Caution: See instruction for use	Rx ONLY	Sale by or on the order of a physician
	Consult IFU	 15-25°C	Limits of temperature of use and storage		Keep dry



ماده پرکننده موقت

معرفی:

سیلاک یک خمیر رادیوپایک و سخت شونده با براق است که برای ترمیم‌های دندان‌های کوتا‌مدت با مزایای منحصر به فرد ذیل طراحی شده است:

- ✓ قابلیت سیل بهینه، که از نشت هرگونه غذا یا مایعات موجود در دهان به حفره دندان جلوگیری می‌کند، برخلاف مواد پرکننده موقت لایت کیور که ممکن است پس از سخت شدن منقبض شده و سیل مناسبی ایجاد نکنند.
- ✓ قوام و چسبندگی بهینه جهت اعمال سریع و آسان.
- ✓ فاقد آوزنول و تاثیر مخرب متعاقب آن روی کیورینگ کامپوزیت ها.
- ✓ قابلیت آزادسازی فلوراید.
- ✓ ساختار پایدار بدون انبساط زیاد و آزاددهنده.
- ✓ طعم و بوی دلپذیر برای راحتی بیشتر بیمار بدون پس مزه تلخ.
- ✓ رادیوپایک برای وضوح در تصاویر رادیوگرافی.
- ✓ تا ۲ هفته دست‌نخورده باقی می‌ماند و با استفاده از اکسکالیتور دندان‌های اسکالار اولتراسونیک به راحتی می‌شود بدون اینکه خرد شود.

کاربرد:

- پر کردن موقت حفره‌های کلاس I و II.
- سیل کردن موقت در درمان‌های اندودنتیک.

ترکیبات:

اکسید روی، سولفات کلسیم، پلیمر زیست‌سازگار، فلوراید سدیم و عصاره نعناع.

دستورالعمل استفاده:

۱. آماده‌سازی: حفره را با استفاده از روش‌های استاندارد به‌طور کامل تمیز کنید و مطمئن شوید که قبل از استفاده کمی مرطوب باشد.
۲. اعمال: (الف) مقدار موردنیاز از خمیر سیلاک را روی پد میکس قرار دهید. (ب) با استفاده از اسپاتول استریل، خمیر را بردارید و درون حفره اعمال کنید. (ج) به‌آرامی خمیر را فشار دهید تا ماده به دیواره‌های حفره چسبیده و آب‌بندی مناسبی ایجاد شود. (د) سطح مورد درمان را صاف کنید تا اگلوزن مناسب به‌دست آید.
۳. گیرش: سطح رویی خمیر با جذب براق در مدت زمان ۲۰ دقیقه سخت می‌شود. به بیمار توصیه کنید به مدت ۱ ساعت از وارد کردن فشار به خمیر خودداری کند.
۴. برداشتن: سیلاک را می‌توان به راحتی با استفاده از دریل یا اسکیلر به‌صورت قطعات بزرگ از درون حفره خارج کرد. هرگونه باقی‌مانده درون حفره را با اسپری آب شستشو دهید.

موارد احتیاط:

در صورت تماس مستقیم با مخاط دهان، شستشو با آب کافی است. در صورت تماس با چشم، چشم‌ها را به‌طور کامل به مدت ۱۰ دقیقه با آب شستشو دهید و با یک چشم‌پزشک مشورت کنید.

هشدارها:

- فقط برای دندانپزشکان و آزمایشگاه‌های دندان‌های طبق دستور آنها عرضه می‌شود.
- دور از دسترس کودکان نگه داری شود.
- پس از تاریخ انقضا استفاده نشود.
- پس از هر بار استفاده، درب ظرف را محکم ببندید.

موارد منع مصرف:

پر کردن طولانی‌مدت (بیش از ۲ هفته) حفره دندان‌های زنده.

روش معدوم سازی:

محصول استفاده‌نشده و ظروف خالی را مطابق با مقررات محلی زیالیه‌های پزشکی معدوم کنید.

محتویات جعبه:

- ۱۰ جاز خمیر سیلاک (۴۰ گرم)
- دستورالعمل استفاده

انبارش:

در جای خشک و خنک (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. برای جلوگیری از آلودگی یا قرار گرفتن در معرض رطوبت، درب بطری را محکم ببندید.

تاریخ انقضا:

۳ سال پس از تاریخ تولید.

برای اطلاعات بیشتر به تارنمای www.molardm.com مراجعه شود.

	تاریخ انقضا		شماره سری ساخت		کد محصول
	تولیدکننده		احتیاط: به دستورالعمل استفاده رجوع شود		فروش با تجویز پزشک
	استفاده بر اساس دستورالعمل		محدوده دمایی نگهداری و انبارش 15-25°C		به دور از رطوبت نگهداری شود